


# 救急絆創膏製品一覧表



## ○製品名

バンドドクタープラス

## ○規格


19mm × 72mm

## ○包装単位

10枚入り、22枚入り

## ○特徴

- >クッションパッドに黄色のアクリノル(殺菌消毒剤)が含有されて傷部位の保護効果が優秀です。
- >クッションパッドに特殊ポリエチレン網をかぶせてバンド除去の時、傷にくつきません。
- >肌色に近い半透明材質で肌と一致感がすぐれて、自然で目立ちません。
- >微細な通気穴は傷の早い回復を助けます。



## ○製品名

バンドドクター標準

## ○規格


19mm × 72mm

## ○包装単位

10枚入り

## ○特徴

- >殺菌処理した白いクッションパッドを使用して傷部位の保護効果が優秀です。
- >クッションパッドに特殊ポリエチレン網をかぶせてバンド除去の時、傷にくつきません。
- >肌色に近い半透明材質で肌と一致感がすぐれて、自然で目立ちません。
- >微細な通気穴は傷の早い回復を助けます。



## ○製品名

バンドドクター大型

## ○規格


41mm × 72mm

## ○包装単位

8枚入り

## ○特徴

- >クッションパッドに黄色のアクリノル(殺菌消毒剤)が含有されて傷部位の保護効果が優秀です。
- >クッションパッドに特殊ポリエチレン網をかぶせてバンド除去の時、傷にくつきません。
- >肌色に近い半透明材質で肌と一致感がすぐれて、自然で目立ちません。
- >微細な通気穴は傷の早い回復を助けます。



### ○製品名

バンドドクター四角型

### ○規格


38mm × 38mm

### ○包装単位

8枚入り

### ○特徴

- >クッションパッドに黄色のアクリノル(殺菌消毒剤)が含有されて傷部位の保護効果が優秀です。
- >クッションパッドに特殊ポリエチレン網をかぶせてバンド除去の時、傷にくっつきません。
- >肌色に近い半透明材質で肌と一致感がすぐれて、自然で目立ちません。
- >微細な通気穴は傷の早い回復を助けます。



### ○製品名

バンドドクター混合型

### ○規格

19mm × 72mm(12枚)、41mm × 72mm(2枚)、60mm × 38mm(2枚)、38mm × 38mm(2枚)、


9. 5mm × 38mm(3枚)

### ○包装単位

21枚入り

### ○特徴

- >使用用途も及び傷によって使えるように、指専用(蝶型)バンドと顔や小さな傷に使うことができるミニ型を追加しました。
- >クッションパッドに黄色のアクリノル(殺菌消毒剤)が含有されて傷部位の保護効果が優秀です。
- >クッションパッドに特殊ポリエチレン網をかぶせてバンド除去の時、傷にくっつきません。
- >肌色に近い半透明材質で肌と一致感がすぐれて、自然で目立ちません。
- >微細な通気穴は傷の早い回復を助けます。



### ○製品名

バンドドクター放水型

### ○規格

25mm × 72mm

### ○包装単位

8枚入り

### ○特徴

- >クッションパッド部分には通気穴がなく、水泳等の活動にも水が染みこまなくて傷の回復が早くなります。
- >クッションパッドに黄色のアクリノル(殺菌消毒剤)が含有されて傷部位の保護効果が優秀です。
- >クッションパッドに特殊ポリエチレン網をかぶせてバンド除去の時、傷にくっつきません。
- >肌色に近い半透明材質で肌と一致感がすぐれて、自然で目立ちません。



### ○製品名

バンドドクターアqua

### ○規格

25mm × 60mm(12枚)、38mm × 60mm(8枚)、25mm × 60mm(6枚) + 38mm × 60mm(4枚)

### ○包装単位

12枚入り、8枚入り、10枚入り(混合)



### ○特徴

- > シャワーや水泳をする時にも傷を保護します。
- > 微細な通気穴があって水は入らないまま水蒸気は効果的に排出する特殊コーティングフィルムと高品質の肌色に近いパッドで長期間使っても傷にくっつきませんし、入れ替えの時、不便がありません。
- > 透明材質のフィルムと特殊コーティングパッドで着心地が良くて付けた表示がほとんどありません。
- > 傷の大きさ及び部位によって選択して使うことが可能です。